


BERPU-JECT®

Vacuum Blood Collection Tubes

- ▶ Applicable to clinical research, blood testing and diagnosis
- ▶ Good sealing performance, high vacuum retention rate
- ▶ Sterile, high transparency and high dosing accuracy
- ▶ Easier sample collection, transportation and storage
- ▶ Unique label with 2 codes, effectively prevent sample mixture
- ▶ All parts are produced independently with higher anastomosis
- ▶ Produced and assembled by fully automatic machine, which guarantee high stability of products



Size	OD	ID	L
13X75	12.50	10.65	75
13X100	12.50	10.65	100
16X100	15.30	12.87	100



Specification	Cap Color	Additive Name	Nominal Capacity ML	Application
Plain Tube	Red	No Additive	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10	Coagulation time is slow, after centrifugal stratification, upper is serum, lower is blood cell.
Serum (Clot Activator Tube)	Orange	Clot Activator	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10	Coagulation time is quick, after centrifugal stratification, upper is serum, lower is blood cell.
Gel&Clot Activator Tube	Yellow	Seperate Gel+Clot Activator	1、 2、 3、 3.5、 4、 5、 6、 7、 8、 8.5、 9、 10	Coagulation time is quick, after centrifugal stratification, upper is serum, medium is seperate gel, lower is blood cell. Sampling is accurate.
Heparin Lithium Tube	Green	Heparin Lithium	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10	It is used for emergency biochemistry test and blood rheo test. Sampling of plasma.
Heparin Sodium Tube	Green	Heparin Sodium	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10	It is used for emergency biochemistry test and blood rheo test. Sampling of plasma.
Sodium Citrate Tube 1:9	Blue	Sodium Citrate 1:9	1、 2、 3、 4、 5	Coagulation function test
Sodium Citrate Tube 1:4	Black	Sodium Citrate 1:4	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10	Erythrocyte sedimentation test
Sodium Fluoride/ Heparin Sodium Tube	Grey	Sodium Fluoride/ Heparin Sodium	1、 2、 3、 4、 5、 6	Blood glucose test
Sodium Fluoride/ Potassium Oxalate	Grey	Sodium Fluoride/ Potassium Oxalate	1、 2、 3、 4、 5、 6	Blood glucose test
Sodium Fluoride/ EDTA Na2	Grey	Sodium Fluoride/ EDTA Na2	1、 2、 3、 4、 5、 6	Blood glucose test
EDTA K2	Purple	EDTA K2·2H2O	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10	Blood routine examination
EDTA K3	Purple	EDTA K3	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10	Blood routine examination
EDTA Na2	Purple	EDTA Na2·2H2O	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10	Blood routine examination
Heparin Lithium+ Seperate Gel	Green	Heparin Lithium+Seperate Gel	1、 2、 3、 4、 5	It is used for emergency biochemistry test and blood rheo test. Sampling of plasma.
EDTA K2+Seperate Gel	Purple	EDTA K2+ Seperate Gel	1、 2、 3、 4、 5	Nucleic acid test
Sodium Citrate+ Seperate Gel	Blue	Sodium Citrate+ Seperate Gel	8、 10、 11、 12、 15、 16	PRP